

## pH-Fix 高精度試紙

多年來，未經培訓的用戶和分析專業人員都喜歡使用pH-Fix輕鬆進行pH測試的體驗。

pH-Fix 試紙條中的染料會化學結合到試紙上，

這項專利技術可防止染料滲出，從而防止樣品污染。


試紙採用塑膠片固定色塊可以長時間進行安全的測定。

### Ordering information


| Test          | REF   | Measuring range<br>(visual)                                          | Measuring range<br>(instrumental) <sup>1)</sup> |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ■ 0-14        | 92110 | 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14                                   | 1-13                                            |
| ■ 0.0-6.0     | 92115 | 0.0.5.1.0.1.5.2.0.2.5.3.0.3.5.4.0.4.5.5.0.5.5.6.0                    | 0.5-6.0                                         |
| ■ 2.0-9.0     | 92118 | 2.0.2.5.3.0.3.5.4.0.4.5.5.0.5.5.6.0.6.5.7.0.7.5.8.0.8.5.9.0          | 2.0-9.0 胃液                                      |
| ■ 4.5-10.0    | 92120 | 4.5.5.0.5.5.6.0.6.5.7.0.7.5.8.0.8.5.9.0.9.5.10.0                     | 4.5-10.0 尿液 唾液                                  |
| ■ 6.0-10.0    | 92122 | 6.0.6.4.6.7.7.0.7.3.7.6.7.9.8.2.8.4.8.6.8.8.9.1.9.5.10.0             | 6.0-10.0                                        |
| ■ 7.0-14.0    | 92125 | 7.0.7.5.8.0.8.5.9.0.9.5.10.0.10.5.11.0.11.5.12.0.12.5.13.0.13.5.14.0 | 7.0-13.5                                        |
| ■ 0.3-2.3     | 92180 | 0.3.0.7.1.0.1.3.1.6.1.9.2.3                                          | -                                               |
| ■ 1.7-3.8     | 92190 | 1.7.2.0.2.3.2.6.2.9.3.2.3.5.3.8                                      | -                                               |
| ■ 3.1-8.3     | 92135 | 3.1.3.5.3.9.4.3.4.7.5.1.5.5.5.9.6.3.6.7.7.1.7.5.7.9.8.3              | - 唾液                                            |
| ■ 3.6-6.1     | 92130 | 3.6.4.1.4.4.4.7.5.0.5.3.5.6.6.1                                      | 3.6-6.1 陰道分泌物、透析                                |
| ■ 4.0-7.0     | 92137 | 4.0.4.4.4.7.5.0.5.3.5.5.5.8.6.1.6.5.7.0                              | - 陰道分泌物                                         |
| ■ 5.1-7.2     | 92140 | 5.1.5.4.5.7.6.0.6.3.6.6.6.9.7.2                                      | -                                               |
| ■ 6.0-7.7     | 92150 | 6.0.6.4.6.7.7.0.7.3.7.7                                              | 6.0-7.7                                         |
| ■ 7.5-9.5     | 92160 | 7.5.7.9.8.2.8.4.8.6.8.8.9.1.9.5                                      | -                                               |
| ■ 7.9-9.8     | 92170 | 7.9.8.3.8.6.8.9.9.1.9.4.9.8                                          | -                                               |
| ■ 0-14 PT     | 92111 | 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14                                   | 1-13                                            |
| ■ 3.6-6.1 PT  | 92131 | 3.6.4.1.4.4.4.7.5.0.5.3.5.6.6.1                                      | 3.6-6.1                                         |
| ■ 4.5-10.0 PT | 92121 | 4.5.5.0.5.5.6.0.6.5.7.0.7.5.8.0.8.5.9.0.9.5.10.0                     | 4.5-10.0                                        |

100 test/box


### Using pH-Fix test strips



Dip in



Shake off



Read result

