

MACHEREY-NAGEL

Dip & read tests

食品工業

Rapid Tests



Fast and easy

- 可靠的結果
- 高效率的品質控制



Precise
readings with
QUANTOFIX®
Relax

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



MN Dip & read tests for the food industry

高品質和消費者安全是食品生產的一個基本面向。MN 提供多種測試條，可用於驗證產品的恆定高品質以及設備和生產設施的安全性。MN 測試條解決方案快速、易於使用且可靠，同時確保產品和操作的的安全和高效。



Product information

Test	Product	Application	Gradation	REF
	QUANTOFIX® Peroxide 25	■可靠檢測低至 0.5 mg/L 的過氧化物殘留 ■可在室溫下保存 ■15秒內獲得準確結果	0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H ₂ O ₂	91319
	QUANTOFIX® Sulfite	■食物中的亞硫酸鹽可能引起嚴重的過敏反應 ■用含硫防腐劑處理的食物中的亞硫酸鹽檢測 ■20秒內即可獲得可靠結果	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L SO ₃ ²⁻	91306
	QUANTOFIX® Peracetic Acid 2000	■特定於過氧乙酸 ■反應過程中無過氧化物干擾 ■檢測濃度高達 2000mg/L 的消毒劑	0·500·1000·1500·2000 mg/L 過氧乙酸	91342
	pH-Fix 2.0-9.0	■隨時可用 ■色彩鮮豔的圖表，可獲得精確的結果 ■幾秒鐘內即可獲得可靠結果	pH 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0	92118
	QUANTOFIX® Ascorbic Acid (Vitamin C)	■維生素 C 在食物中很重要，而且很受歡迎 ■也用作穩定劑和還原劑 ■45秒內即可獲得可靠結果	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 1000 · 2000 mg/L 維生素C	91314
	QUANTOFIX® Nitrate/Nitrite	■在許多食物中普遍存在 ■高劑量對健康有不良影響 ■60秒內獲得可靠結果	0·10·25·50·100·250·500mg/L NO ₃ ⁻ 0·1·5·10·20·40·80mg/L NO ₂ ⁻	91313
Others				
	Peroxtesmo KO	快速簡單地檢測食品中的過氧化物酶		90606
	PEHANON	輕鬆測定有色液體的 pH 值		904...
	QUANTOFIX® Cyanide	可靠的氰化物檢測，特別適用於水果白蘭地生產		91318
	INDIPRO	檢測設備和工作表面的蛋白質殘留		90765

QUANTOFIX® Relax

REF 91346

儀器用於自動讀取 QUANTOFIX® 測試條。只需將試紙放在試紙轉接器上，Relax 就會在幾秒鐘內給出精確可靠的結果。結果將會列印、內部儲存並可傳輸至 PC。它是生產過程中的品質控制經理和決策者的理想選擇。

QUANTOFIX® Relax – for easy, reliable QC procedures

- 最高精度
- 客觀結果
- 輕鬆的結果管理



這些測試適合使用 QUANTOFIX® Relax 進行檢測。



© Erwin Wodicka – fotolia.com
KATEN100095 Flyer Dip and Read Food en5

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11
52355 Düren · Germany

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

