

MACHEREY-NAGEL

Dip & read tests

飲料業

Rapid Tests



Fast and easy

- 可靠的結果
- 高效率的品質控制



Precise
readings with
QUANTOFIX®
Relax

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



MN Dip & read tests for the beverage industry

對於飲料製造商和啤酒廠來說，表面、機械、瓶子和容器的可靠消毒和無菌對於產品品質至關重要。為了進行消毒，通常使用化學消毒溶液，必須仔細沖洗，以免污染產品。測試條提供了簡單的方法來檢查消毒劑和沖洗過程。此外，浸漬和讀取測試通常用於品質控制。MN 測試條是飲料行業許多應用的理想選擇，並且已經為全球各地的公司提供快速可靠的結果。



Product information

Test	Product	Application	Gradation	REF
	QUANTOFIX® Peroxide 25	■ 檢測低至 0.5 mg/L 的過氧化物殘留 ■ 試紙可在室溫下保存 ■ 防止假陽性結果	0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H ₂ O ₂	91319
	QUANTOFIX® Peracetic acid 50	■ 特定於過氧乙酸 ■ 反應過程中無過氧化物干擾 ■ 試紙可在室溫下保存	0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L peracetic acid	91340
	pH-Fix 2.0-9.0	■ 隨時可用 ■ 色彩鮮豔的圖表，可獲得精確的結果 ■ 幾秒鐘內即可獲得可靠結果	pH 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0	92118
	QUANTOFIX® Peroxide 1000	■ 檢測過氧化物效力水準高達 1000 mg/L ■ 第二個測試墊指示濃度 > 2000 mg/L ■ 確保最佳消毒效果	0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H ₂ O ₂	91333
	QUANTOFIX® Peracetic acid 2000	■ 特定於過氧乙酸 ■ 反應過程中無過氧化物干擾 ■ 檢測效力水準高達 2000 mg/L	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L peracetic acid	91342
	QUANTOFIX® Ascorbic acid	■ 輕鬆檢測果汁中的維生素 C ■ 簡易浸入式讀取程式可在 45 秒內提供結果	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 1000 · 2000 mg/L vitamin C	91314
Others				
	QUANTOFIX® Cyanide	水果白蘭地生產過程中的氰化物控制 (1-30 毫克/公升)		91318
	QUANTOFIX® Sulfite	控制葡萄酒和經硫化化合物處理的食品中的亞硫酸鹽 (1-1000 毫克/公升)，以延長保質期		91306
	QUANTOFIX® Nitrate/Nitrite	檢測硝酸鹽 (10-500 毫克/公升) 和亞硝酸鹽 (1-80 毫克/公升)		91313
	QUANTOFIX® QUAT	檢測季銨化合物 (10-1000 mg/L 苯扎氯銨)		91337

QUANTOFIX® Relax REF 91346

儀器用於自動讀取 QUANTOFIX® 測試條。只需將試紙放在試紙轉接器上，Relax 就會在幾秒鐘內給出精確可靠的結果。結果將會列印、內部儲存並可傳輸至 PC。它是生產過程中的品質控制經理和決策者的理想選擇。

QUANTOFIX® Relax – for easy, reliable QC procedures

- 最高精度
- 客觀結果
- 輕鬆的結果管理



These tests are suitable for detection with QUANTOFIX® Relax.

www.mn-net.com

MACHERY-NAGEL



MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11
52355 Düren · Germany

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

