


MACHEREY-NAGEL

Dip & Read Tests

衛生保健

Rapid Tests



Disinfectant testing

Rapid Tests for Healthcare

- 快速簡便
- 可靠的結果
- 更高的病人安全性



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



MN Dip & Read Tests for Healthcare

醫療保健專業人員使用不同類型的消毒劑和消毒劑進行一般消毒和醫療設備的清潔。在對設備進行消毒之前，控制消毒液的效力已被證明是有用的。

消毒後，所有設備在下次使用前都必須沖洗並控制消毒劑殘留。浸漬讀取測試可以快速輕鬆地檢測出消毒劑殘留物。因此，MN 測試條提高了患者的安全性，同時使醫療保健專業人員的工作更輕鬆、更有效率。



Product information

Disinfectant	Product	Potency	Residual	Gradation	REF
氯	QUANTOFIX® Chlorine 500	■		0 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L Cl ₂	91354
	QUANTOFIX® Chlorine Sensitive*		■	0 · 0.1 · 0.5 · 1 · 3 · 10 mg/L Cl ₂	91339
二氧化氯	QUANTOFIX® Chlorine dioxide 3000	■		0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · 2500 · 3000 mg/L ClO ₂	91357
	QUANTOFIX® Chlorine dioxide 15		■	0 · 0.25 · 0.5 · 1 · 3 · 5 · 10 · 15 mg/L ClO ₂	91355
戊二醛	QUANTOFIX® Glutaraldehyde	■		0 · 0.5 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 %	91343
乙醇酸	pH-Fix 3.6-6.1*		■	pH 3.6 · 4.1 · 4.4 · 4.7 · 5.0 · 5.3 · 5.6 · 6.1	92130
過氧乙酸 過醋酸	QUANTOFIX® Peracetic acid 2000*	■		0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L	91342
	QUANTOFIX® Peracetic acid 500*	■		0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/L	91341
	QUANTOFIX® Peracetic acid 50*		■	0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L	91340
過氧化物 雙氧水	QUANTOFIX® Peroxide 1000*	■		0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L	91333
	QUANTOFIX® Peroxide 100*		■	0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L	91312
	QUANTOFIX® Peroxid 25*		■	0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L	91319
四級銨	QUANTOFIX® QUAT	■		0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L 苯扎氯銨	91337

* 適合使用 QUANTOFIX® Relax 進行評估

QUANTOFIX® Relax

儀器用於自動讀取 QUANTOFIX® 測試條。只需將試紙放在試紙轉接器上，Relax 就會在幾秒鐘內給出精確可靠的結果。結果將會列印、內部儲存並可傳輸至 PC。它是生產過程中的品質控制經理和決策者的理想選擇。

QUANTOFIX® Relax – 實現簡單、可靠的品質控制程序

- 最高精度
- 客觀結果
- 輕鬆的結果管理

REF 91346



www.mn-net.com

MACHERY-NAGEL



MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciennner Str. 11
52355 Düren · Germany

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

