



在 QUANTOFIX®RELAX 是在試紙分析革命性的一步。有了這個新系統，MACHERY-NAGEL 提供了一個完全客觀的方式。

如果你要的結果是很關鍵重要的話，使用 QUANTOFIX®RELAX 特別適合。

QUANTOFIX®RELAX 簡化了測試程序和決策過程，可減少視覺讀數的誤差，並提供更高的精度。

特別是如果你測試大量的樣本，在 QUANTOFIX®RELAX 幫助和支持下你用簡單的數據管理和快速測試程序。

QUANTOFIX®RELAX 讓你獲得實際的定量分析結果。

QUANTOFIX®RELAX 的方式可以改變你的工作和測試。

該系統可讓您專注於您的核心業務流程，並且是您測試程序的完美工具。

精度最高

整個完整的測量範圍內的定量分析結果。

精度高，並不會在肉眼判讀上兩種數值間難以抉擇。

客觀讀數

沒有外部光線或顏色的感知人類影響。

易於管理的結果

立即輸出報表。

數據可以傳輸到電腦。

節省時間，專注於自己的核心業務。

技術規格資料

型號：91346

記憶體：內存 200 組測試結果、包括樣品編號

觸控面板：可輸入字母密碼保護

傳輸介面：USB and RS232 連接 PC、PS/2 連接鍵盤或條碼掃描器

尺寸：(D*W*H)20*16*7.5CM

重量：710g

電源：AC110-240、6 個 AA 電池

溫度範圍：5-40°C

濕度範圍：20-80%

校準：機器自動校準

速度：每小時 50 片