

PEHANON® 直讀式試紙

有色樣品的pH測定

PEHANON® 試紙在一條試紙上統一了 pH 指示劑和參考色卡。

任何樣品顏色對參考顏色和反應墊都具有相同的效果，

即使在有色溶液中也能獲得純正的 pH 讀數。

頂部色域上方的隱形疏水屏障可防止樣品遷移。

PEHANON® 試紙無需單獨的色卡即可讀取。

生產工人可以使用單條而不是完整的包裝，使產品非常經濟。

Ordering information

Test	REF	Measuring range	Number of Tests
■ pH 1-12	90401	1.2 · 3.4 · 5.6 · 7.8 · 9.10 · 11 · 12	200
■ pH 0-1.8	90411	0.0 · 0.3 · 0.6 · 0.8 · 1.0 · 1.2 · 1.5 · 1.8	200
■ pH 1.0-2.8	90412	1.0 · 1.3 · 1.6 · 1.8 · 2.0 · 2.2 · 2.5 · 2.8	200
■ pH 1.8-3.8	90413	1.8 · 2.1 · 2.4 · 2.7 · 3.0 · 3.2 · 3.5 · 3.8	200
■ pH 2.8-4.6	90414	2.8 · 3.1 · 3.4 · 3.6 · 3.8 · 4.0 · 4.3 · 4.6	200
■ pH 3.8-5.5	90415	3.8 · 4.0 · 4.2 · 4.4 · 4.6 · 4.9 · 5.2 · 5.5	200
■ pH 4.0-9.0	90424	4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0	200
■ pH 5.2-6.8	90416	5.2 · 5.5 · 5.7 · 5.9 · 6.1 · 6.3 · 6.5 · 6.8	200
■ pH 6.0-8.1	90417	6.0 · 6.3 · 6.6 · 6.9 · 7.2 · 7.5 · 7.8 · 8.1	200
■ pH 7.2-8.8	90419	7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.0 · 8.2 · 8.5 · 8.8	200
■ pH 8.0-9.7	90420	8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.1 · 9.4 · 9.7	200
■ pH 9.5-12.0	90421	9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0	200
■ pH 10.5-13.0	90422	10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0	200
■ pH 12.0-14.0	90423	12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0	200

